Cryoglobuline

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	182

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Bloed op 37°C
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	2 ml
Transportcondities:	Bij 37°C
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Precipitatie
Uitvoeringsfrequentie:	1x/week
Antwoordtijd (dagen):	7 dagen
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Nee
Retam:	
Verantwoordelijke:	Braeckevelt Thierry

Extra informatie

Restricties:	Het is van groot belang dat de temperatuur van het staal tijdens deze procedure zo dicht mogelijk bij 37°C blijft! Lege serumbuis op voorhand in de broedstoof plaatsen opdat ze 37°C zou bereiken. Bloedafname doen en staal transporteren bij 37°C (indien niet ver kan dit door staal in de hand te houden). In het

labo laten nastollen tot volledige stolling (>= 1 uur) bij 37°C in een warmwaterbad of broedstoof. Centrifugeren aan 37°C. Nadien het serum onmiddellijk van de klonter afnemen en in een leeg buisje doen. De temperatuur speelt vanaf dan geen kritische rol meer in de preanalytische fase doch het staal mag niet ingevroren worden.
- Bij positief resultaat kan het cryoglobuline verder gedetermineerd worden aan de hand van een immunofixatie

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	540374
Nomenclatuur:	540374 - 540385 B 60 Opsporen van cryoglobulinen #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.