Glucose in serum

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	160

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Voor nuchtere afname, patient minstens 8 uur niks gegeten.
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Fluoride plasma
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	1.0
Transportcondities:	Vol bloed*: 10 minuten (daalt erna)
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Enzymatische UV methode bij 340nm
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 d	40-60 mg/dL	40-60 mg/dL

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 d-1 j	50-80 mg/dL	50-80 mg/dL
1 j-17 j	60-100 mg/dL	60-100 mg/dL
17 j-60 j	74-106 mg/dL	74-106 mg/dL
60 j-70 j	80-115 mg/dL	80-115 mg/dL
> 70 j	83-110 mg/dL	83-110 mg/dL

Extra informatie

Restricties:

Serum zo snel mogelijk separeren van RBC. Verklaring :
glucose daalt door glycolyse in rbc
Hyperlipemische en hypericterische stalen vermijden
Interferentie 10% voor Bili (40mg/dl)
Interferentie 20% voor Hb (150g/L)
Interferentie 10% voor Lip (700mg/dl)
Interferentie 3% voor Ascorbate (20mg/dl)
Stabiliteit verhoogd met fluoride afname.
Glucose gaat snel achteruit bij niet gecentrifugeerde serum/hep buizen. Serum/hep buizen binnen de 2 uur centrifugeren.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 125053

Nomenclatuur: 125053 - 125064 B 50 Doseren van glucose #(Maximum 1) (Cumulregel 3)
Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2026-05-07 Bart Glibert

Copyright © 2026 All rights reserved.