Kreatinine

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	170

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine-plasma (HP); EDTA-plasma (EP)
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Kinetische Colorimetrie bij 520/800nm (Compensated Jaffe method A)
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

28 d	0.31-0.98 mg/dL	0.31-0.98 mg/dL
28 d-1 j	0.16-0.39 mg/dL	0.16-0.39 mg/dL
1 j-18 j	0.26-0.77 mg/dL	0.26-0.77 mg/dL
> 18 j	0.67-1.17 mg/dL	0.51-0.95 mg/dL

Extra informatie

Restricties:

Interferentie 10% voor Bilirubine (40mg/dl)
Interferentie 3% voor Hb (5g/L)
Interferentie 10% voor Lipemie (600mg/dl)
Interferentie 6% voor Eiwit (3-10g/dl)

Hyperlipemische stalen vermijden

Monoclonale IgM (Waldenström's macroglobulinemia) kunnen interfereren

Vals laag resultaat mogelijk bij patiënten behandeld met NAC voor paracetamol overdosis.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540330
Nomenclatuur: 540330 - 540341 B 70 ° Doseren van creatinine #(Maximum 1) (Cumulregel 8)
Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.