IgA

Aanvraag

Synoniemen:	Immunoglobuline A
Aanvraag code LIS:	186

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	240.0
Transportcondities:	Vol bloed: 8 dagen
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Immunoturbidimetrie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Nee
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
30 d	0.00-0.04 g/L	0.00-0.04 g/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
30 d-4 md	0.04-0.41 g/L	0.04-0.41 g/L
4 md-7 md	0.08-0.46 g/L	0.08-0.46 g/L
7 md-2 j	0.17-0.50 g/L	0.17-0.50 g/L
2 j-3 j	0.29-0.62 g/L	0.29-0.62 g/L
3 j-4 j	0.41-0.91 g/L	0.41-0.91 g/L
4 j-6 j	0.50-1.24 g/L	0.50-1.24 g/L
6 j-8 j	0.50-1.41 g/L	0.50-1.41 g/L
8 j-12 j	0.50-1.66 g/L	0.50-1.66 g/L
> 12 j	0.70-4.00 g/L	0.70-4.00 g/L

Extra informatie

Restricties:
Interferentie 3% voor Bili (40mg/dl)
Interferentie 5% voor Hb (5g/L)
Interferentie 10% voor Lip (1000mg/dl)
Interferentie 10% voor RF (600IU/ml)
Hyperlipemische stalen vermijden
Stalen met IgA >100g/L ? Valse verlaagde waarden zonder ‘flag’

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541236
Nomenclatuur: 541236 - 541240 B 125 Doseren van IgA met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2026-04-09 Eva Gijbels

Copyright © 2026 All rights reserved.