Lipase

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	205 LIPA.AU

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine-plasma (HP)
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	21.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Kinetische colorimetrie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

1 j	0-8 U/L	0-8 U/L
1 j-9 j	5-31 U/L	5-31 U/L
9 j-18 j	7-39 U/L	7-39 U/L
> 18 j	67 U/L	67 U/L

Extra informatie

Restricties:

Interferentie 10% voor Bilirubine (12mg/dl)
Interferentie 10% voor Hb (5g/L)
Interferentie 10% voor Lipemie (80mg/dl)
Interferentie 5% voor Ascorbate (20mg/dl)

Gebruik enkel helder staal.

Hyperlipemische (>3+) stalen centrifugeren.

Monoclonale IgM (Waldenström's macroglobulinemia) kunnen interfereren

Vals laag resultaat mogelijk bij patiënten behandeld met NAC voor paracetamol overdosis.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541833
Nomenclatuur: 541833 - 541844 B 125 Doseren van lipasen #(Maximum 1) (Cumulregel 337)
Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.