APTT

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	145

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Citraat plasma
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	1.0
Transportcondities:	Volbloed (KT): 4-8u bij KT°
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	ACL-TOP - Turbidimetrische klonterdetectie-kinetisch met Actin FS®
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	25.1-36.5 sec	25.1-36.5 sec

Extra informatie

Restricties:	tube volledig vullen! Onvolledige vulling veroorzaakt vals verlengde stoltijden (de verhouding 1 deel citraat + 9 delen veneus bloed is van cruciaal belang) - staal niet afnemen via katheter die met heparine wordt geflushed, tenzij minstens 7 kathetervolumes bloed verwijderd wordt vooraleer de stollingstube te vullen - geen interferentie met TG tot 300 mg/dl, Hb tot 200 mg/dl, Bili tot 12 mg/dl - de APTT-bepaling alleen volstaat niet voor het uitsluiten van hemofilie A

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	554676
Nomenclatuur:	554676 - 554680 B 100 Geactiveerde gedeeltelijke thromboplastinetijd #(Maximum 1)(Cumulregel 107) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.