

Bezinkingsnelheid

Aanvraag

Synoniemen: Sedimentatie
Aanvraag code LIS: 122

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed
Alternatief Staaltype: /
Minimum volume: 1,5 mL
Stabiliteit (dagen): 1.0
Transportcondities: Staal zo vlug mogelijk naar lab brengen.
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Cube 30 Touch
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Ja
Cumulregel 101: sedimentatiesnelheid en fibrinogeen mogen onderling niet gecumuleerd worden
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Dr. Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
50 j	10 mm/uur	12 mm/uur
50 j-60 j	12 mm/uur	19 mm/uur
> 60 j	14 mm/uur	20 mm/uur

Extra informatie

Restricties:

-Indicaties: Uitsluiten van ziekte bij geringe verdenking en volgen van het verloop van een ziekte
-Verlaagde waarden : defibrinatie tgv partiële stolling, te koud bloed
-Verhoogde waarden : infecties, inflammatoire toestanden, maligne aandoeningen, anemie, auto-immuun aandoeningen, zwangerschap, dysproteïnemie
-De bezinkingssnelheid kan nog enige tijd verhoogd blijven na herstel, omdat de halfwaardetijd van de verhoogde eiwitfracties 2 of meer weken bedraagt.
-Wanneer de oorzaak van een verhoogde bezinkingssnelheid niet duidelijk is, niet vergeten eiwitelektroforese aan te vragen.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 127153
Nomenclatuur: 127153 - 127164 B 40 Meten van de snelheid van de globulaire sedimentatie #(Maximum 1) (Cumulregel [101](#), [354](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau