

IgE caseïne (nBosd8)

Aanvraag

Synoniemen: F78
Aanvraag code LIS: 391

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 50 µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: UNICAP - CAP technologie: Radio Allergo AbSorbent Test
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Antwoordtijd (dagen): 14
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.35 kU/L

0.35 kU/L

Extra informatie

Restricties: taal IgE gehalte nodig voor interpretatie. Vals positiviteit voor penicilline en andere haptenen vanaf 800 E/ml, voedingsmiddelen vanaf >1500 E/ml ,schimmels vanaf > 2000 E/ml en pollen en huisstofmijt vanaf 4000 E/ml.
Geen cross-reactiviteit met andere humane Ig (G,A,M,D) bij fysiologische concentraties

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 556275
Nomenclatuur: 556275 - 556286 B 250 Bepalen van specifieke IgE per antigeen #(Maximum 6)(Cumulregel [47](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau