

Thyreoglobuline (ACCESS)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 222;
THGL-g

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 3.0
Transportcondities: Vol bloed: 2u bij KT
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Cobas e411 - Electrochemiluminescence Immunoassay
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 3
Urgentie: 3 dagen
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

3.50-77.00 µg/L

3.50-77.00 µg/L

Extra informatie

Restricties: Geen interferentie bij bili66mg/dl, Hb0.6g/dl, lip.2000mg/dl, RF600IU/ml, biotin 30ng/ml, IgG 2g/dl, IgA 1.6g/dl en IgM 0.5 g/dl

Stalen mogen bij patiënten die een biotine dosis (> 5mg/dag) krijgen, pas afgenomen worden 8u na toediening ervan.

In sommige gevallen kan er een interferentie ontstaan bij extreem hoge titers van TG- antilichamen, streptavidin of ruthenium.

Thyreoglobuline wordt NIET bepaald als de Thyreoglobuline antistoffen positief zijn.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559230
Nomenclatuur: 559230 - 559241 B 300 Doseren van thyroglobuline #(Maximum 1)(Cumulregel [94](#)) (Diagnoseregel [93](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-03-04

Bart Glibert