

Prolactine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 831

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP)
Minimum volume: 500µl
Stabiliteit (dagen): 6.0
Transportcondities: Volbloed: 2 dagen bij KT
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel
Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

50 j	3.34-26.72 µg/L
> 50 j	2.74-19.64 µg/L
> 150 j	2.64-13.13 µg/L

Extra informatie

Restricties: HAMA antilichamen kunnen interfereren.
Geen citraat- en/of EDTA-plasma gebruiken!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 546151
Nomenclatuur: 546151 - 546162 B 350 Dosereren van prolactine #(Maximum 1)
(Cumulregel [310](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau