

Ethanol

Aanvraag

Synoniemen: Alcohol
Aanvraag code LIS: 208

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 1.0
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo.
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Kinetische Rate methode bij 340nm
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.50 g/L

0.50 g/L

Extra informatie

Restricties: Verdamping bij opening van de buis. Zo snel mogelijk centrifugeren
Troebele stalen eerst centrifugeren
Geen interferentie: Hb (800 mg/dl), Bilirubine (30mg/dl), Lipemie (1000 mg/dl).
Interferentie met n-Butanol en n-propanol

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 547035
Nomenclatuur: 547035 - 547046 B 200 Dosereren van ethanol met een niet-chromatografische methode #(Maximum 1)(Cumulregel [38](#), [71](#))(Diagnoseregel [70](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur