

## Ferritine

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 212

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype: Heparine plasma  
Minimum volume: 500 µl  
Stabiliteit (dagen): 7.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 1  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen          | Vrouwen         |
|----------|-----------------|-----------------|
|          | 23.9-336.2 µg/L | 11.0-306.8 µg/L |

## Extra informatie

Restricties: HAMA-interferentie  
Vermijd hemolyse: vals verhoogd door intracellulair ferritine

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541472  
Nomenclatuur: 541472 - 541483 B 250 Doseren van ferritine met niet-  
isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [305](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau