

Vitamine B12

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 213

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine plasma
Minimum volume: 500 µl
Stabiliteit (dagen): 1.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

180-914 ng/L

180-914 ng/L

Extra informatie

Restricties: HAMA antilichamen kunnen interfereren.
Gebruik geen hemolytische stalen. Lichtgevoelig!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541391,541494
Nomenclatuur: 541391 - 541402 B 350 Dosereren van vitamine B12 en foliumzuur, met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [303](#)) (Diagnoseregul [154](#)) (Diagnoseregul [156](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

541494 - 541505 B 250 Dosereren van vitamine B12 met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [303](#)) (Diagnoseregul [154](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau