

Antistreptolysinen (ASLO)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 310

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit:
Transportcondities:
Bewaring: 21 dagen bij 2-8°C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Immunoturbidimetrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4 u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: >18 jaar Nee
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

3 j	50.0 IU/mL	50.0 IU/mL
3 j-12 j	300.0 IU/mL	300.0 IU/mL
12 j-150 j	200.0 IU/mL	200.0 IU/mL

Extra informatie

Restricties: Interferentie 5% voor Bili (40mg/dl)
Interferentie 3% voor Hb (5g/L)
Interferentie 5% voor Lip (1000mg/dl)
Bij troebelr monsters zijn atypische resultaten mogelijk

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur