

## ENA as (FEIA)

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: ENA.as.kwt

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereing vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staalttype: Plasma (EDTA/citraat/heparine)  
Minimum volume: 20 µl  
Stabiliteit (dagen): 14.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: UNICAP  
Fluorescentiemeting tov. calibratoren  
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week  
Antwoordtijd (dagen): 14  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.0-1.0 ratio

0.0-1.0 ratio

## Extra informatie

Restricties:

Geen hook-effect bij concentraties 10x boven het meetbereik

Bij positieve ENA wordt de autoantistof geïdentificeerd (panel 15303) Dit bevat deelanalyses: CENP-B, Jo-1, La (SS-B), RNP (70kD), Ro (SS-A), Scl-70, Sm (D), URNP.

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

556032

Nomenclatuur:

556032 - 556043 B 350 Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen #(Maximum 5) (Diagnoseregel [28](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-08-20

Bart Glibert