

Bartonella hens.IgG (IF)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: BARHEN.IgG

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500 µl
Transportcondities: 2-8°C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Immunofluorescentie
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 5
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Nee
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

320 Titer

320 Titer

Extra informatie

Restricties:

Gezien de beperkte gevoeligheid van de IgM test ($\pm 50\%$), en de vrij hoge prevalentie van IgG antistoffen ($\pm 25\%$), is voor de diagnose van een acute *Bartonella henselae* infectie steeds een opvolgstaal na 2 tot 3 weken aanbevolen om titerwijzigingen te kunnen aantonen

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

0496

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans