

Bartonella henselae IgM

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: BARHEN.IgM.tit

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500 µl
Transportcondities: 2-8°C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: immunorfluorescentie
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 5
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

100 Titer

100 Titer

Extra informatie

Restricties:

Gezien de beperkte gevoeligheid van de IgM test ($\pm 50\%$), en de vrij hoge prevalentie van IgG antistoffen ($\pm 25\%$), is voor de diagnose van een acute Bartonella henselae infectie steeds een opvolgstaal na 2 tot 3 weken aanbevolen om titerwijzigingen te kunnen aantonen

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

551655,551795

Nomenclatuur:

551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

551795 - 551806 B 250 Opsporen van antilichamen tegen dierlijke parasieten #(Maximum 1) (Cumulregel [329](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans