

Hepatitis B virus surface as

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 292;
HBV.s.as

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500µl
Stabiliteit (dagen): 28.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel
Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.0-9.9 IU/L

0.0-9.9 IU/L

Extra informatie

Restricties: HAMA interferentie mogelijk.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551434
Nomenclatuur: 551434 - 551445 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBs antilichamen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [232](#), [328](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-04-16

Bart Havermans