

## Adenovirus IgM

### Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: Adenovirus.IgM.kwl\_RNS of Adenovirus IgM

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 230 µl  
Stabiliteit (dagen): 14.0  
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: Euroimmum EuroAnalyzer  
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)  
Uitvoeringsfrequentie: 1 x/week  
Antwoordtijd (dagen): 14  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

## Extra informatie

**Restricties:**

In tegenstelling tot wat de naam zou kunnen laten vermoeden is adenovirus GEEN typische verwekker van klierkoorts.

Gezien de meeste (jong-)volwassenen reeds contact hebben gehad met adenovirus (en dus IgG positief zijn) zal bij een herinfectie met het adenovirus (door bv. een ander serotype) er quasi geen IgM respons meer optreden. Bijgevolg kan enkel mogelijk een IgG titerstijging over de tijd heen worden gezien. Gezien er eveneens relatief frequent vals positieve adenovirus IgM resultaten optreden, is een opvolgstaal na minstens 2, en bij voorkeur 3 à 4 weken derhalve steeds noodzakelijk om een infectie met adenovirus vast te stellen (titerwijzigingen IgG?). Voor de diagnostiek van respiratoire adenovirus infecties wordt bij voorkeur een respiratoire wisser afgenomen voor ofwel de antigenetectie of voor een PCR bepaling.

## Overheidsinformatie

**RIZIV nomenclatuur:**

551655

**Nomenclatuur:**

551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel [328](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau