

## Vaso intestinale polypeptide (VIP)

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: VIP

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: EDTA plasma diepgevroren  
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP)  
Minimum volume: 500 µl  
Transportcondities: EDTA- of heparinebloed onmiddellijk centrifugeren, invriezen en aldus transporteren  
Afname instructies: [https://intranet.werken-glorieux.be/\\_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=](https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: Radioimmuunassay (RIA)  
Uitvoeringsfrequentie: Maandelijks  
Antwoordtijd (dagen): 50  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Nee  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	101 pg/ml	101 pg/ml

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559171  
Nomenclatuur: 559171 - 559182 B 400 Dosereren van vaso-actief intestinaal polypeptide (VIP) #(Maximum 1)(cumulregel [91](#), [322](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans