

Glucose 24u urine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 420

Staal

Patiëntvoorbereiding: 24 u collectie
Vermijd bacteriële contaminatie door urine in frigo te steken

Alternatief Staalttype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 0.1
Transportcondities:

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Enzymatische UV methode bij 340nm
Uitvoeringsfrequentie: 24U/24U
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.1 g/24u

0.1 g/24u

Extra informatie

Restricties:

Interferentie 3% voor Bili (40mg/dl)
Interferentie 3% voor Ascorbate (50mg/dl)
Trobele urine eerst centrifugeren

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau