

Amylase urine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 480

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Urine
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 10.0
Transportcondities: Vermijd bacteriële contaminatie door urine in frigo te bewaren.
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800
Kinetische colorimetrie bij 410nm (IFCC)
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90 minuten
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

16-491 U/L

21-447 U/L

Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Bili (40mg/dl)
Interferentie 5% voor Hb (5g/L)
Interferentie 5% voor Ascorbate (50mg/dl)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543152
Nomenclatuur: 543152 - 543163 B 125 Dosereren van de amylasen #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau