

Kreatinine urine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 450

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Urine
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 2 ml
Stabiliteit (dagen): 1.0
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Kinetische Colorimetrie bij 520/800nm
(Compensated Jaffe method A)
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90 min.
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

20-400 mg/dL

20-400 mg/dL

Extra informatie

Restricties:

Interferentie 3% voor Bilirubine (40mg/dl), Hb (5g/L) ascorbate (50mg/dl) en Glucose (3g/dl)

Troebele urine centrifugeren

Monoclonale IgM (Waldenström's macroglobulinemia) kunnen interfereren

Vals laag resultaat mogelijk bij pat. behandeld met NAC voor paracetamol overdosis.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

543255

Nomenclatuur:

543255 - 543266 B 80 Doseran van creatinine #(Maximum 1) (Cumulregel [8,343](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-01-15

Bart Glibert