

Urinezuur

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 506

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Urine
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Enzymatisch colorimetrie bij 660/800nm
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
39 j	10-65 mg/dL	5-70 mg/dL

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
> 39 j	5-115 mg/dL	
> 140 j		5-95 mg/dL

Extra informatie

Restricties: Vals laag resultaat mogelijk bij patiënten behandeld met NAC voor paracetamol overdosis.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543093
Nomenclatuur: 543093 - 543104 B 60 Dosereren van urinezuur #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans