

Natrium

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 171

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP)
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 14.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Indirecte potentiometrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	136-146 mmol/L	136-146 mmol/L

Extra informatie

Restricties: Anticoagulans, bewaringsmiddelen, drugs, ... kunnen interfereren.
Lipemische/hemolytische stalen vermijden.
Hyperlipemische (+3) stalen centrifugeren.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541354
Nomenclatuur: 541354 - 541365 B 60 Dosereren van natrium #(Maximum 1)
(Cumulregel [335](#), [336](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau