

Kalium

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 172

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 42.0
Transportcondities: Vol bloed: 1 uur bij KT° (sterke stijging indien langer)
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Indirecte potentiometrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	3.5-5.1 mmol/L	3.5-5.1 mmol/L

Extra informatie

Restricties: Anticoagulans, bewaringsmiddelen, drugs, ... kunnen interfereren.
Lipemische/hemolytische stalen vermijden. Hyperlipemische (+3) stalen centrifugeren.
Vermijd langdurig armspiercontracties.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540934
Nomenclatuur: 540934 - 540945 B 60 Doseran van kalium #(Maximum 1)
(Cumulregel [335](#), [336](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-01-28

Bart Glibert