

## IgG CSV

### Aanvraag

Synoniemen: Immunoglobuline G  
Aanvraag code LIS: 904

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Cerebro spinaal vocht  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 3.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [https://intranet.werken-glorieux.be/\\_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B51A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbi](https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B51A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbi)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Immunoturbidimetrie  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 3  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
20 j	1.5-5.5 mg/dL	1.5-5.5 mg/dL
20 j-40 j	2.8-5.6 mg/dL	2.8-5.6 mg/dL
40 j-60 j	3.7-5.7 mg/dL	3.7-5.7 mg/dL
> 60 j	5.7 mg/dL	5.7 mg/dL

### Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Bili (36mg/dl)  
 Interferentie 10% voor Hb (5g/L)  
 Hypericterische/troebele stalen vermijden

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 544213  
 Nomenclatuur: 544213 - 544224 B 300 Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode #(Maximum 3)  
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

### Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau