

Amylase punctievocht

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 800

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist.
Voorkeurstaaltype: Punctievocht
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800
Kinetische colorimetrie bij 410nm (IFCC)
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4 u
Urgentie: 90 min.
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Interferentie 3% voor Bilirubine (40mg/dl)
Interferentie 10% voor Hb (5g/L)
Interferentie 3% voor Lipemie (1000mg/dl)

Anticoagulantia zoals citraat, oxalaat, EDTA moeten vermeden worden (reagens bevat calcium)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 545650
Nomenclatuur: 545650 - 545661 B 200 Dosereren van amylasen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) #(Maximum 1) (Cumulregel [62](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau