

Chloride

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 173

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Indirecte potentiometrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	101-109 mmol/L	101-109 mmol/L

Extra informatie

Restricties: Anticoagulans, bewaringsmiddelen, drugs, kunnen interfereren
Lipemische/hemolytische stalen vermijden.
Hyperlipemische (+3) stalen centrifugeren

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540256
Nomenclatuur: 540256 - 540260 B 60 Dosereren van chloriden #(Maximum 1)
(Cumulregel [335](#), [336](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur