

## Beta 2 microglobuline (urine)

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 483

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Urine  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 100µl  
Stabiliteit (dagen): 5.0  
Transportcondities: Zo vlug mogelijk aan labo bezorgen (aanwezigheid van proteolytische enzymen in urine)  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: Toestel: mini Vidas  
Methode: Enzyme linked Fluorescent Assay (Elfa)  
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen  
Antwoordtijd (dagen): 3  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

39 j	1.11 mg/L	1.11 mg/L
39 j-59 j	1.8 mg/L	1.8 mg/L
> 59 j	2.33 mg/L	2.33 mg/L
> 120 j	0.2 mg/L	0.2 mg/L

## Extra informatie

Restricties: B2MG in urine is niet stabiel als de pH urine 5,5 omdat de urinaire protease dan zijn maximum activiteit bereikt.

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543970  
Nomenclatuur: 543970 - 543981 B 300 Doseran van beta-2-microglobuline #(Maximum 1)(Cumulregel [81](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau