

Dopamine/24u

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 553

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
 Alternatief Staalttype:
 Minimum volume: 50 ml
 Transportcondities: Blij 2-8°C

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
 Toestel: Reversed phase - HPLC - elektrochemische detectie
 Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
 Antwoordtijd (dagen): 14 dagen
 Urgentie:
 Terugbetaling via RIZIV: Ja
 Accreditatie: Nee
 EKE deelname:
 Retam:
 Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 j	85.0 µg/24u	85.0 µg/24u
1 j-2 j	10.0-140.0 µg/24u	10.0-140.0 µg/24u

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 j-4 j	40.0-260.0 µg/24u	40.0-260.0 µg/24u
4 j-15 j	65.0-400.0 µg/24u	65.0-400.0 µg/24u
> 15 j	0.0-500.0 µg/24u	0.0-500.0 µg/24u

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 546512
Nomenclatuur: 546512 - 546523 B 1400 Afzonderlijk doseren van adrenaline, noradrenaline en dopamine door HPLC met electrochemische detectie #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans