

Chromogranine

Aanvraag

Synoniemen: CgA
Aanvraag code LIS: Chromogranine_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Chromogranine-A waarden kunnen stijgen tijdens behandeling met proton-pomp inhibitoren (PPI). Het is daarom aangewezen behandeling met PPI gedurende minstens 2 weken voor de meting van Chromogranine-A te stoppen.

Voorkeurstaaltype: Serum diepgevroren

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 300 µl

Stabiliteit (dagen): 14.0

Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba

Toestel: Kryptor - Immunofluorescentie

Uitvoeringsfrequentie: 2x per week, op dinsdag en donderdag

Antwoordtijd (dagen): 5

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	102 µg/L	102 µg/L

Extra informatie	
Restricties:	Interferentie door: Icterische, hemolytische, hyperlipemische alsook troebele stalen en stalen die fibrine bevatten.

Overheidsinformatie
RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd	
2025-03-04	Justine Platteau