

## Bilirubine totaal

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 45

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit:  
Transportcondities: Vol bloed niet stabiel!  
Bewaring: 21 dagen bij 2-8°C  
Afschermen van het licht!  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Photometrische colorimetrie bij 540nm  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4uur  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1 d	1.40-8.70 mg/dL	1.40-8.70 mg/dL
1 d-2 d	3.40-11.50 mg/dL	3.40-11.50 mg/dL
2 d-5 d	1.50-12.00 mg/dL	1.50-12.00 mg/dL
5 d-28 d	15.00 mg/dL	15.00 mg/dL
28 d-120 j	0.70 mg/dL	0.70 mg/dL
120 j-150 j	2.60 mg/dL	2.60 mg/dL

### Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Hb (0.45g/L)  
 Interferentie 10% voor Lipemie (1000mg/dl)  
 Monoclonale IgM ( Waldenström's macroglobulinemia) kunnen interfereren

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

### Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur