

Paracetamol

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: PCTM

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 14.0
Transportcondities: Wordt zo snel mogelijk uitgevoerd
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Indirecte potentiometrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4
Urgentie: 90 min.
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

10-20 mg/L

10-20 mg/L

Extra informatie

Restricties: Resultaat altijd doorbellen!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 547212
Nomenclatuur: 547212 - 547223 B 400 Dosereren van paracetamol #(Maximum 1)(Cumulregel [71](#)) (Diagnoseregel [49](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau