

D-Dimeren

Aanvraag

Synoniemen:	FDP XDP
Aanvraag code LIS:	148

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Citraat plasma
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200 µl
Stabiliteit (dagen):	2.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	ACL-TOP - Latex immunoassay
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja; diagnoseregulering 83: aanrekenbaar aan RIZIV in geval van vermoeden van diepe veneuze trombose, longembolus, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling.
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0-500 ng/mL	0-500 ng/mL

Extra informatie

Restricties: Geen interferentie met TG tot 300 mg/dl, Hb tot 200 mg/dl, Bili tot 12 mg/dl
Tube volledig vullen!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 554455
Nomenclatuur: 554455 - 554466 B 400 Dosereren van D-Dimeren #(Maximum 1)
(Cumulregel [106](#)) (Diagnoseregel [83](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau