

Malaria species common antigen

Aanvraag

Synoniemen: Malaria antigentest
Aanvraag code LIS: 139

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed
Alternatief Staaltype: Heparine plasma
Minimum volume: 200 µl
Transportcondities: Onmiddellijk naar labo brengen!
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Manuele hematologie - Chromatografische sandwich immunoassay
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4 uur
Urgentie: 90 minuten
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:

Bijkomend bij de antigenetest is de klassieke methode: het lichtmicroscopisch aantonen van parasieten in een dikkedruppelpreparaat of een bloeditstrijkje. Herhaald microscopisch onderzoek kan noodzakelijk zijn, omdat de parasieten soms door het cyclisch uiteenvallen van de schizonten niet aantoonbaar zijn. Het microscopisch preparaat dient 20min. gescreend te worden in tenminste honderd velden (1000x vergroting) alvorens het kan worden doorgegeven met de mededeling: 'geen parasieten gevonden'.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 552016
Nomenclatuur: 552016 - 552020 B 250 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek #(Maximum 3)(Cumulregel [323](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans