

## Koude agglutinenen

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 316

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Bloed op 37°C  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 100 µl  
Transportcondities: Bij 37°C  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: V.Z.W. Werken Glorieux Poc  
Toestel: Complex agglutinatie  
Uitvoeringsfrequentie: 1x/dag  
Antwoordtijd (dagen): 24u  
Urgentie: 24u  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Nee  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

negatief Titer

negatief Titer

## Extra informatie

Restricties: Onmiddellijke interpretatie na uithalen uit koelkast

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 555295  
Nomenclatuur: 555295 - 555306 B 40 Opzoeken van koude agglutinenen  
#(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans