

Hepatitis B viral load

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: HBV.dna.kwt

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA plasma diepgevroren
Alternatief Staaltype: Serum
Minimum volume: 500 µl
Transportcondities: Gekoeld transport, EDTA-plasma binnen 4 uren van het bloedstaal isoleren
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: AZORG
Toestel: Quantstudio 7 Flex, MB 79, Quantstudio 7 Flex, MB 85 - Real Time PCR
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week (woensdag)
Antwoordtijd (dagen): 7
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Voor correcte kwantitatieve analyse : EDTA- plasma dat binnen 4 uur na afname van het bloedstaal geïsoleerd werd. Voor kwalitatieve analyse : EDTA-plasma en serum

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 556776
Nomenclatuur: 556776 - 556780 B 2000 Opsporen op een kwantitatieve wijze van het hepatitis B virus (HBV)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-05-06

Bart Glibert