

## HBV surface ag (confirmatie)

### Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: HBV.s.ag.confl (automatisch bij positieve waarde HBVsAg)

### Staal

Patiëntvoorbereiding:

Voorkeurstaaltype: Serum

Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP)

Minimum volume: 500µl

Stabiliteit (dagen): 5.0

Transportcondities:

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: Vidas - Enzyme linked Fluorescent Assay (ELFA)

Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen

Antwoordtijd (dagen): 3

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: nee

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

**Leeftijd**

**Mannen**

**Vrouwen**

0.1 Index

0.1 Index

## Extra informatie

Restricties: Geen significante interferentie met Hb 270µmol/L, TG 30mg/ml en Bili 500µmol/L.  
Geen cross-reactiviteit gekend

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551390  
Nomenclatuur: 551390 - 551401 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBs antigeen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [230](#), [328](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau