

Galzouten / Galzuren

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: GALZUREN_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Concentratie aan galzuren verhoogt na de maaltijd. Staalname dient derhalve nuchter te gebeuren.
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 750 µl
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Enzymatisch
Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks
Antwoordtijd (dagen): 2
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

6 µmol/L

6 µmol/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 542452
Nomenclatuur: 542452 - 542463 B 3000 Specifiek bepalen van galzuren, en identificatie met massaspectrometrie #(Maximum 1) (Diagnoseregel [59](#), [60](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-08-08

Bart Glibert