

## Galzouten / Galzuren

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: GALZUREN\_RNS

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Concentratie aan galzuren verhoogt na de maaltijd. Staalname dient derhalve nuchter te gebeuren.

Voorkeurstaaltype: Serum

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 750 µl

Stabiliteit: 1 week bij 2-8°C

Transportcondities:

Bewaring: 21 dagen bij 2-8°C

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba

Toestel: Enzymatisch

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks

Antwoordtijd (dagen): 2

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

6  $\mu\text{mol/L}$

6  $\mu\text{mol/L}$

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans