

Vitamine C (ascorbinezuur)

Aanvraag

Synoniemen: Ascorbinezuur
Aanvraag code LIS: VC

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum (Vorbereiding voor labo: 500 µl serum + 750µL ijskoud metafosforzuur 3%)
Alternatief Staalttype:
Minimum volume: 1250 µl
Stabiliteit (dagen):
Transportcondities: 500 µL serum of plasma wordt onmiddellijk bij 750µL ijskoud metafosforzuur 3% (verkrijgbaar in labo) gevoegd. Opmengen en 20 minuten laten staan bij 4°C.
Invriezen en in diepgevroren toestand transporteren.
In diepgevroren toestand transporteren
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Tandem massa spectrometrie
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 7
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.40-2.00 mg/dL	0.40-2.00 mg/dL

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541553
Nomenclatuur: 541553 - 541564 B 200 Dosereren van vitamine C #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-03-06

Hannah Segers