

## GADA

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: GAD65.as.pc

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum diepgevroren  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 2 ml  
Transportcondities: 1) verzending op dag van afname: monster centrifugeren en afscheiden, transport naar UZ Brussel op kamertemperatuur  
2) verzending op een later tijdstip: monster centrifugeren en afscheiden, bewaren bij -21 °C en ingevroren verzenden naar UZ Brussel  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: VUB Academisch Ziekenhuis  
Toestel:  
Uitvoeringsfrequentie: 1-3x/week  
Antwoordtijd (dagen): 30  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	7.5 IU/mL	7.5 IU/mL

### Extra informatie

Restricties: Op hetzelfde monster kunnen eilandjescel (ICA), insuline (IAA), IA-2 antilichamen (IA2A) en zink transporter 8 (nT8A) bepaald worden

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 542931  
Nomenclatuur: 542931 - 542942 B 600 Dosereren van glutamaatdecarboxylase-auto-antilichamen (GAD65) #(Maximum 1) (Diagnoseregul [63](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

### Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans