

Helicobacter pylori IgG

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: HELPLYL.IgG.kwt

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist

Voorkeurstaaltype: Serum

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 500 µl

Transportcondities: Bij 2-8°C

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba

Toestel: Chemi Luminiscent Immuno Assay(CLIA)

Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen

Antwoordtijd (dagen): 3

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.8 Index

0.8 Index

Extra informatie

Restricties:

Algemeen kan men stellen dat, indien men invasieve diagnostische procedures wenst te vermijden, *Helicobacter pylori* bij voorkeur opgespoord wordt via antigen detectie in stoelgang.

Deze antigenetest in stoelgang heeft dezelfde performantie als de ureum C13 ademtest.

De *Helicobacter pylori* IgG bepaling heeft een hoge gevoeligheid (> 90%) en specificiteit (> 95%) voor de aanwezigheid van *Helicobacter pylori* bij volwassenen. Men dient er rekening mee te houden dat IgG antistoffen nog verscheidene maanden tot jaren aanwezig zullen zijn nadat de bacterie reeds verdwenen is.

Indicaties waarvoor de *Helicobacter pylori* IgG bepaling derhalve een nuttige toegevoegde parameter kan zijn:

- Bij recent gebruik van antimicrobiële of antisecretoire farmaca
- Maagbloedingen
- Maagatrofie
- Maligniteiten van de maag

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Hannah Segers