

Syphilis antilichamen CSV

Aanvraag

Synoniemen: Syphilis antilichamen CSV
Aanvraag code LIS: 913

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Cerebro spinaal vocht
Alternatief Staaltype: Serum
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 4.0
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B515A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbi

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: CHORUS - Elisa
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 4
Urgentie: 6 u
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	1.200 Index	1.200 Index

Extra informatie

Restricties: HIL index van staal negatief
Geen interferentie met Hb (10 mg/dl), bili (11 mg/dl), TG (870 mg/dl), RF (1080 IU/ml), heter./[ANA.EBV/Borrelia](#) Ab.
Sensitiviteit: 100%, Specificiteit: 100%

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 552731
Nomenclatuur: 552731 - 552742 B 250 Diagnose van een infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een specifiek antigeen wordt gebruikt #(Maximum 1) (Cumulregel [326](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau