

Borrelia burgdorferi IgG (CSV)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 910

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
 Voorkeurstaaltype: Serum
 Alternatief Staaltype:
 Minimum volume: 200 µl
 Transportcondities:
 Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
 Toestel: Vidas - Enzyme linked Fluorescent Assay (Elfa)
 Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
 Antwoordtijd (dagen): 3 dagen
 Urgentie:
 Terugbetaling via RIZIV: Ja
 Accreditatie: Nee
 EKE deelname: Nee
 Retam:
 Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

2.00 Index

2.00 Index

Extra informatie

Restricties:

Het verdient de voorkeur om de bepaling van Borrelia IgG antistoffen met dezelfde methode eveneens op een bloedstaal uit te voeren dat dezelfde dag is afgenomen als het CSV. De bekomen concentratie Borrelia IgG antistoffen in CSV dient door tien te worden gedeeld om vergelijkbaar te zijn met de Borrelia IgG concentratie in serum.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 0483

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans