

Everolimus (Certican)

Aanvraag

Synoniemen: certican
Aanvraag code LIS: EVERO

Staal

Patiëntvoorbereiding: Meerdere tubes EDTA afnemen
Bloedafname onmiddellijk vóór toediening van de volgende dosis.

Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 6 ml

Transportcondities: Gekoelde verzending.

Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Geneeskunde UZ Gasthuisberg

Toestel:

Uitvoeringsfrequentie: 2x/week

Antwoordtijd (dagen): 5

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	3.0-8.0 µg/L	3.0-8.0 µg/L

Extra informatie

Restricties: Bloedafname onmiddellijk vóór toediening van de volgende dosis.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 548413
Nomenclatuur: 548413 - 548424 B 600 Doseran van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel [40](#), [227](#))(Diagnoseregel [46](#), [51](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans