

Cortisol dexamethasone test

Aanvraag

Synoniemen:	Dexamethasone test
Aanvraag code LIS:	651; CORT.dexa

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine-plasma (HP); EDTA-plasma (EP)
Minimum volume:	500µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	5.00 µg/dL	5.00 µg/dL

Extra informatie	
Restricties:	HAMA-interferentie. Cross-reactivity: Prednisolone (40.3%), Cortisone (14.5%), 11-Deoxycortisol (21.6%) ...

Overheidsinformatie
RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd	
2025-02-28	Justine Platteau