

Ammonium

Aanvraag

Synoniemen: Ammoniak
Aanvraag code LIS: 206

Staal

Patiëntvoorbereiding: Patiënt mag 1 uur voor de bloedname niet roken (foutief verhoogde waarde).
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 0.02
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo brengen

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: FUJI XN10N
Micro-diffusie methode en reflectiemeting
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

10-75 µg/dL

10-75 µg/dL

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540153
Nomenclatuur: 540153 - 540164 B 400 Dosereren van ammonium #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau