

Complement C3

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 321

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 8.0
Transportcondities: De scheiding van de cellen moet binnen de 2 uur gebeuren op kamertemperatuur, behalve bij vermoeden van cryoglobulinemie. In dat geval het bloed bij 37°C laten stollen (waterbad), onmiddellijk centrifugeren en het serum onmiddellijk in een aparte buis overbrengen.
Indien niet binnen de 24 uur bepaald, serum diepvroezen.
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Immunoturbidimetrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.90-1.80 g/L

0.90-1.80 g/L

Extra informatie

Restricties:

Interferentie 3% voor Bilirubine (40mg/dl)

Interferentie 5% voor Hb (5g/L)

Interferentie 10% voor Lipemie (500mg/dl)

Troebel monster ? Atypische resultaten mogelijk

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

541133

Nomenclatuur:

541133 - 541144 B 125 Dosereren van C3 met een immunologische methode #(Maximum 1)

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur